

Anti-Trappc6A Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75865

Artikelnummer: CM0020873



Einführung

TRAPPC6A Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zur Melanosomen-Biogenese und vesikulären Transport. One-Stop-Beschaffung von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAPPC6A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TRS33; TRAPPC6A
Art	Mensch
GenID	79090
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-173 des menschlichen TRAPPC6A (NP_077013.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75865
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eispackung