

Anti-Trappc6B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sz2

Artikelnummer: CM0016118



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches TRAPPC6B gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zum intrazellulären Transport und der Entwicklung früher neuronaler Schaltkreise.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAPPC6B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	122553
GenID	122553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 von menschlichem TRAPPC6B (NP_803235.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q86SZ2
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel