

Anti-Trex1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Nsu2

Artikelnummer: CM0004784



Einführung

Kaninchen monoklonaler TREX1-Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA im Menschen. Erkennt eine 33 kDa DNA-Exonuklease, die an Autoimmunität und dem Abbau von Mikrokern-DNA beteiligt ist. Ein wesentliches Werkzeug für die Erforschung der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TREX1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	11277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 150-314 von humanem TREX1 (Q9NSU2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NSU2
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel