

Anti-Trif / Ticam1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iuc6

Artikelnummer: CM0016146



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIF/TICAM1 (aa 180-280). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu angeborener Immunität, TLR-Signalweg und antiviraler Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIF / TICAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1
Spezies	Human
GeneID (human)	148022
GeneID	148022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-280 von humanem TRIF / TICAM1 (NP_891549.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IUC6
Protein-Gewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel