


Anti-Trim24 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15164

Artikelnummer: CM0003170



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen TRIM24, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TRIM24 (117 kDa). Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation, DNA-Schadensantwort und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM24 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8805
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem TRIM24 (O15164) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15164
Proteingewicht	117 kDa
Versand	Eisbeutel