

Anti-Trim44 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Dx7

Artikelnummer: CM0025646

Einführung

Kaninchen-Anti-TRIM44 polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von neuronaler Differenzierung und PAX6-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AN3; MC7; DIPB; HSA249128; TRIM44
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54765
Gen-ID	54765
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 205-344 des humanen TRIM44 (NP_060053.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DX7
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eispackung