

Anti-Trim45 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q9H8W5

Artikelnummer: CM0018216



Einführung

Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes TRIM45 (RNF99). Validiert für IF/ICC und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Das Target spielt eine Schlüsselrolle bei Entzündungsreaktionen und Ubiquitinierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM45 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF99; TRIM45
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80263
GenID	80263
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-400 von humanem TRIM45 (NP_001139107.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9H8W5
Proteinmasse	64 kDa
Versand	Eisbeutel