

Anti-Trop-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - Q8Bgv3

Artikelnummer: CM0019850

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen murines TROP-2 (Tacstd2) für Anwendungen in der Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt ein Zelloberflächenglykoprotein, das an der Signalgebung von Wachstumsfaktorrezeptoren beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TROP-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ly97; EGP-1; TROP2; GA733-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4070
GenID	56753
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-270 von murinem TROP-2 (NP_064431.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8BGV3
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel