

Anti-Tropomodulin-2 (Tmod2) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzr1

Artikelnummer: CM0002771

Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen humanes TMOD2 (Tropomodulin-2), ein neuronales Aktin-Kappungsprotein, gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Zytoskelett- und Neurobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMOD2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NTMOD; N-TMOD; TMOD2
Spezies	Mensch
Gen-ID	29767
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TMOD2 (Q9NZR1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NZR1
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel