

Anti-Troponin I2 (Tnni2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48788

Artikelnummer: CM0025050



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Troponin I2 (TNNI2), erzeugt gegen das N-terminale 1-100 aa Fragment. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte, unterstützt Studien zur Muskelkontraktionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Troponin I2 (TNNI2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DA2B; FSSV; DA2B1; fsTnl; AMCD2B; Troponin I2 (TNNI2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem Troponin I2 (TNNI2) enthält (NP_003273.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P48788
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel