

Anti-Trps1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhf7

Artikelnummer: CM0028198

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TRPS1, einen Zinkfinger-Transkriptionsrepressor. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Anwendungen in der Entwicklungsbiologie und der Skelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC79; LGCR; TRPS1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7227
GeneID	7227
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-260 von humanem TRPS1 (NP_054831.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UHF7
Proteingewicht	142kDa
Versand	Eistasche