

Anti-Tsc22D3-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q99576

Artikelnummer: CM0024611

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TSC22D3 (GILZ) gerichtet ist, geeignet für IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Forschung zu Apoptose, Entzündung und Glukokortikoid-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSC22D3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1831
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TSC22D3 (NP_004080.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q99576
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel