


Anti-Tsfm Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43897

Artikelnummer: CM0012838



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes TSFM (mitochondrialer Elongationsfaktor Ts). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialer Translation und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSFM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10102
Gen-ID	10102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 245-346 des humanen TSFM (NP_001166167.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43897
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel