

## Anti-Tshb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01222

Artikelnummer: CM0026041



### Einführung

TSHB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines TSH-beta, ~16 kDa. Ideal für die Schilddrüsenstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TSHB Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | TSH-B; TSH-BETA; TSHB                                                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 7252                                                                                                                       |
| GeneID            | 7252                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-138 von humanem TSHB (NP_000540.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                |
| SWISS             | P01222                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 16kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |