

Anti-Tshr Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16473

Artikelnummer: CM0028019



Einführung

Der TSHR polyklonale Kaninchen-Antikörper von CamelBio erkennt humanes, Maus- und Ratten-TSHR für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ideal für die Forschung an Schilddrüsenhormon-Signalwegen und Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSHR polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	LGR3; CHNG1; hTSHR-I; TSHR
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7253
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-253 des humanen TSHR entspricht (NP_001018046.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16473
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Kühlakku