

## Anti-Tspan31 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12999

Artikelnummer: CM0015655

### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TSPAN31 (SAS), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Membranproteinforschung, Krebsstudien und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TSPAN31 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | SAS; TSPAN31                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 6302                                                                                                                          |
| GenID             | 6302                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 95-175 von humanem TSPAN31 (NP_005972.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q12999                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 23 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |