


Anti-Ttc11/Fis1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y3D6

Artikelnummer: CM0026400



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TTC11/FIS1, geeignet für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung mitochondrialer Dynamik, peroxisomaler Fission und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTC11/FIS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	51024
GeneID	51024
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-122 von humanem TTC11/FIS1 (NP_057152.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3D6
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eistasche