


Anti-Tubgcp6 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rt7

Artikelnummer: CM0018976



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen TUBGCP6 (GCP6), eine wichtige Untereinheit des Gamma-Tubulin-Ringkomplexes. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für Studien zu Zentrosomen und Mikrotubulus-Nukleation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUBGCP6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	GCP6; GCP-6; MCCRP; MCCRP1; MCPHCR; TUBGCP6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	85378
Gen-ID	85378
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 600-900 des menschlichen TUBGCP6 (NP_065194.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RT7
Proteinmasse	200 kDa
Versand	Eisbeutel