


Anti-Twf2 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q6Ibs0

Artikelnummer: CM0006961



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TWF2 (Twinstillin-2), validiert für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein ~40 kDa Protein, das an der Aktindynamik und der Clathrin-vermittelten Endozytose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TWF2 monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11344
Gen-ID	11344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-349 des humanen TWF2 entspricht. (NP_009215.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6Ibs0
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel