

Anti-Twist1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15672

Artikelnummer: CM0005905



Einführung

Validierter TWIST1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem TWIST1, ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Produktparameter	Wert
Produktname	TWIST1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; Twist-verwandtes Protein 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7291
GeneID	7291
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem TWIST1 entspricht (NP_000465.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15672
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistasche