


Anti-Tyrobp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043914

Artikelnummer: CM0018623



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TYROBP (DAP12), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Immunsignalwegen und Osteoklastenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TYROBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
Spezies	Human
GeneID (Human)	7305
GeneID	7305
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-113 von humanem TYROBP (NP_003323.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O43914
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel