

Anti-Ube2C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00762

Artikelnummer: CM0025005



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen UBE2C (UBCH10), das für den APC/C-vermittelten mitotischen Fortschritt essentielle E2-Ubiquitin-konjugierende Enzym. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2C Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11065
Gen-ID	11065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-179 von humanem UBE2C (NP_008950.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00762
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel