

Anti-Ube2G2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P60604

Artikelnummer: CM0015959



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes UBE2G2 (UBC7), ein E2-Ubiquitin-konjugierendes Enzym, das an der ERAD beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Ubiquitin-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2G2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UBC7; UBE2G2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7327
GeneID	7327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-165 des humanen UBE2G2 (NP_003334.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60604
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlbeutel