

Kaninchen-Polyclonales Anti-Ube2L6-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Artikelnummer: CM0028771



Einführung

UBE2L6 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines UBE2L6 (RIG-B/UbcH8), eine E2-Ubiquitin/ISG15-konjugierende Enzym, das an Proteinabbau und Immunsignalisierung beteiligt ist. Ideal für Studien zur Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2L6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9246
Gen-ID	9246
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-153 von humanem UBE2L6 entspricht (NP_004214.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14933
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel