

Anti-Ube4A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14139

Artikelnummer: CM0003092



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes UBE4A (E3/E4-Ubiquitin-Ligase). Ideal für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen bei Ubiquitinierungs- und Proteindegradationsstudien. MW: 123kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE4A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Spezies	Human
GeneID	9354
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem UBE4A (Q14139) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14139
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel