


Anti-Ubl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95164

Artikelnummer: CM0028509



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UBL3 (Ubiquitin-ähnliches Protein 3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung von membranverankerten Ubiquitin-ähnlichen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBL3 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	HCG-1; PNSC1; UBL3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5412
GeneID	5412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-117 des humanen UBL3 (NP_009037.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95164
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel