

Anti-Uchl5lp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99871

Artikelnummer: CM0002135



Einführung

CamelBio liefert rekombinante kaninchen monoklonale Antikörper, die gegen das humane HAUS Augmin-ähnliche Komplex-Untereinheit 7 (UCHL5IP, UIP1) gerichtet sind. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zur mitotischen Spindelassembly und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCHL5IP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UIP1; UCHL5IP
Spezies	Mensch
Gen-ID	55559
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-285 von humanem UCHL5IP (NP_001372411.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99871
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel