


Anti-Ufm1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61960

Artikelnummer: CM0002216



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes UFM1 (Ubiquitin-Fold-Modifikator 1). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Ufmylierung bei DNA-Schäden, ER-Stress und Ribosomen-Rekylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UFM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51569
Gen-ID	51569
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-85 von menschlichem UFM1 (P61960) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61960
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel