


Anti-Ugdh-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - O60701

Artikelnummer: CM0018574



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen UGDH (UDP-Glucose-6-Dehydrogenase) gerichtet ist und für Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA validiert wurde. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Nützlich für die Forschung an Glykosaminoglykan-Biosynthese und neurodevelopmentalen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGDH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7358
GenID	7358
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 165-494 von menschlichem UGDH (NP_003350.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60701
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel