

## Anti-Ugt1A6 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P19224

Artikelnummer: CM0014950

### Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen menschliches UGT1A6 (SWISS: P19224). Validiert für WB und ELISA, geeignet für Forschung zur Arzneimittelmetabolismus und Entgiftung. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | UGT1A6 Kaninchen pAb                                                                                                                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 54578                                                                                                                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 54578                                                                                                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 65-270 des menschlichen UGT1A6 (NP_001063.2) enthält                                                                                              |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                                                                                                  |
| SWISS             | P19224                                                                                                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 61 kDa                                                                                                                                                                                                                        |
| Versand           | Eispackung                                                                                                                                                                                                                    |