

Anti-Ugt1A6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P19224

Artikelnummer: CM0020102

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UGT1A6, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Geeignet für humane, murine und Rattenproben. Ideal für die Arzneimittelmetabolismus- und Entgiftungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGT1A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Spezies	Human
GeneID (Human)	54578
GeneID	54578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 65-270 von humanem UGT1A6 (NP_001063.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19224
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eistasche