

Anti-Ulbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzm6

Artikelnummer: CM0016731

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ULBP1 (NKG2D-Ligand 1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Immunüberwachung und NK-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ULBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	80329 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 26-216 von humanem ULBP1 (NP_079494.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BZM6
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel