


Anti-Uqcrc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31930

Artikelnummer: CM0026513



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes UQCRC1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für mitochondriale Forschung und Komplex-III-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QCR1; PKNPY; UQCR1; D3S3191; UQCRC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7384
GenID	7384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 156-480 von humanem UQCRC1 (NP_003356.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31930
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel