


Anti-Uqcrfs1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P47985

Artikelnummer: CM0005813



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes UQCRC1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus-, Rattenprotein. Geeignet für die Untersuchung des mitochondrialen Komplex III und der Elektronentransportkette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7386
GeneID	7386
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 175-274 des humanen UQCRC1 (P47985) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P47985
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eistasche