


Anti-Uridin-Cytidin-Kinase 2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzx2

Artikelnummer: CM0013392



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes UCK2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit murinem UCK2. UCK2 ist eine Uridin-Cytidin-Kinase, die an Nukleosid-Salvage-Stoffwechselwegen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCK2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UK; UMPK; TSA903; UCK2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7371
Gen-ID	7371
Immunogen	Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-261 des humanen UCK2 (NP_036606.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BZX2
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbehälter