

Anti-Urod-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06132

Artikelnummer: CM0025455



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches UROD (Uroporphyrinogen-Decarboxylase), anwendbar in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Häm-Biosynthese und Porphyrin-Forschung. 41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UROD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCT, UPD, UROD
Spezies	Mensch
GenID	7389
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-367 von menschlichem UROD (NP_000365.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06132
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel