

Polyklonaler Anti-Usf1-Kaninchenantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22415

Artikelnummer: CM0016502



Einführung

Polyklonaler USF1-Kaninchenantikörper für Anwendungen in Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt USF1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen den E-Box-bindenden Transkriptionsfaktor, der an der Genregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7391
GeneID	7391
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-310 des menschlichen USF1 (NP_009053.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22415
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku