


Anti-Usp11 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51784

Artikelnummer: CM0002491



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes USP11 (UHX1), validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Geeignet für Studien zu Deubiquitinierung, NF-kappa-B-Signalgebung, DNA-Reparatur und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP11 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	UHX1; USP11
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8237
GeneID	8237
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem USP11 (P51784) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51784
Proteinmasse	110 kDa
Versand	Eisbeutel