

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Usp24-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upu5

Artikelnummer: CM0015784

Einführung

Der polyklonale USP24-Kaninchenantikörper (pAb) weist spezifisch humanes und murines USP24 nach und wurde für Western Blot und ELISA validiert. Dieser Deubiquitinase-Antikörper unterstützt die Forschung zu Zellüberleben, Ferritinophagie und Ubiquitin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP24-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	USP24
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23358
GeneID	23358
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2431-2620 des humanen USP24 (NP_056121.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UPU5
Proteingewicht	294 kDa
Versand	Kühlakku