

Anti-Usp53 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q70Ek8

Artikelnummer: CM0021042

Einführung

Anti-USP53 Kaninchen-polyklonale Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Erkennt spezifisch menschliches und murines USP53, eine 120 kDa schwere Deubiquitinase der Tight Junctions, die an Hören und Barrierefunktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	USP53 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	USP53; Ubiquitin-spezifische Peptidase 53
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54532
Gen-ID	54532
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 495-582 des menschlichen USP53 (NP_061923.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q70EK8
Proteinmasse	120kDa
Versand	Eispackung