

Anti-B-Amyloid(1-42) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Artikelnummer: CM0004994



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes β -Amyloid(1-42) für WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Detektiert ein 4 kDa Peptid, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Alzheimer-Forschung, Entwicklung von Diagnostika und mechanistische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -Amyloid(1-42) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amyloid(1-42)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	351
Gen-ID	351
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 691-770 von humanem β -Amyloid (NP_000475.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05067
Proteingewicht	4 kDa
Versand	Eisbeutel