

Anti-B-Arrestin1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49407

Artikelnummer: CM0003072



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes β -Arrestin1 (ARRB1) für Western Blot und ELISA. Validiert in humanen und murinen Proben. Ideal für die GPCR-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -Arrestin1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	ARB1; ARR1; β -Arrestin1
Spezies	Human
GeneID (Human)	408
GeneID	408
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem β -Arrestin1 (P49407) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P49407
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel