

Anti-B-Catenin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0015102



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes β -Catenin (CTNNB1), geeignet für Anwendungen in WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt endogenes β -Catenin in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung und der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -Catenin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; Armadillo; β -Catenin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1499
Gen-ID	1499
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 667-781 des humanen β -Catenins (NP_001895.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35222
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku