


Anti-β1-Adrenerger Rezeptor Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P08588

Artikelnummer: CM0022732



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den humanen β1-adrenergen Rezeptor (ADRB1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die kardiovaskuläre und neurologische Forschung im Bereich GPCR-Signalübertragung und Herzfunktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β1-Adrenerger Rezeptor polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; β1-Adrenerger Rezeptor
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	153
Gen-ID	153
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 des humanen β1-adrenergen Rezeptors (NP_000675.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08588
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku