

Anti-Vamp3/Cellubrevin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15836

Artikelnummer: CM0009332

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes VAMP3/Cellubrevin, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von endosomalem Trafficking und SNARE-vermitteltem vesikulärem Transport im Forschungskontext.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP3/Cellubrevin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9341
Gen-ID	9341
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem VAMP3/Cellubrevin (Q15836) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15836
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel