


Anti-Vcam1 Kaninchen Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19320 / P29533

Artikelnummer: CM0002985



Einführung

VCAM1 Kaninchen PolymAb® validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Unterstützt Forschung zu Endothel-Leukozyten-Adhäsion und entzündlichen Signalwegen. - P19320 / P29533

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VCAM1 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD106; INCAM-100
Spezies	Mensch/Maus
GeneID (Mensch)	7412
GeneID	7412/22329
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 640-739 von humanem VCAM1 (P19320) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19320/P29533
Proteingewicht	38kDa/71kDa/74kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel