


Anti-Vcp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55072

Artikelnummer: CM0003286



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VCP (p97), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung von ERAD, Golgi-Dynamik, DNA-Reparatur und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VCP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7415
Gen-ID	7415
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem VCP (P55072) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55072
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel