


Anti-Vegf-D Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43915

Artikelnummer: CM0003564



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches VEGF-D (FIGF) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Er kreuzreagiert mit Maus und Ratte, was ihn für Studien zur Angiogenese, Lymphangiogenese und Gefäßpermeabilität über verschiedene Arten hinweg geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGF-D Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FIGF; VEGF-D
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	2277
GenID	2277
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem VEGF-D (O43915) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43915
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel