

Anti-Vglut2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P Und Elisa - Q9P2U8

Artikelnummer: CM0009910

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes VGLUT2. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA in humanen, murinen und Rattengeweben. Ideal für die Untersuchung des Glutamattransports in synaptischen Vesikeln und exzitatorischen Neuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VGLUT2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DNPI; VGLUT2
Spezies	Human
GeneID (Human)	57084
GeneID	57084
Immunogen	Künstliches Peptid, entsprechend der Aminosäuren 483-582 von humanem VGLUT2 (NP_065079.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2U8
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eistasche