


Anti-Vitronectin Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04004

Artikelnummer: CM0019344



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen humanes Vitronectin, validiert für WB, IHC-P und ELISA; erkennt Proteine von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zelladhäsion und Komplementweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Vitronectin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VN; V75; VNT; Vitronectin
Spezies	Mensch
GenID	7448
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 364-478 des humanen Vitronectins (NP_000629.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04004
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel